

ERWEKA®

Since 1951

エルベカ社

崩壊試験器

ZT320 シリーズ



ZT320 シリーズは、USP/EP/日本薬局方に準拠したベーシックな崩壊試験器です。機種によりビーカー数は1~4まで設置可能で、試験はすべて個別に開始できます。試験器の導入と引き上げはマニュアルで、または自動（オプション）で行います。試験時間と水浴設定温度はメンブレンキーで入力します。現在の試験時間と水温は視認性の高い赤色LEDで表示されます。

必要に応じて、設定した時間の完了をアラームで知らせることができます。水浴は1枚のPETで成形されており、フロースルー加熱システムによって管理されています。

- 1, 2, 3, 4 のビーカー数
- 恒温槽が $30\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ で温度調節可能 (日本薬局方規格: $37\pm 2^{\circ}\text{C}$)
- 1 分間に 30 ± 1 往復 (日本薬局方規格: $29\sim 32$ 往復)
- 振幅 $55\pm 2\text{ mm}$ (日本薬局方規格: $53\sim 57\text{ mm}$)
- 試験器のマニュアルまたは自動(オプション)での導入と引き上げ

型式	カタログ番号	概略仕様
ZT321	12-231-0003	1 ビーカーモデル
ZT322	12-232-0003	2 ビーカーモデル
ZT323	12-233-0003	3 ビーカーモデル
ZT324	12-234-0003	4 ビーカーモデル

[ZT321/ZT322/ZT323/ZT324 崩壊試験器仕様]

	ZT321	ZT322	ZT323	ZT324
サイズ：	高さ： 660mm 幅： 430mm 奥行き： 400mm	高さ： 660mm 幅： 430mm 奥行き： 400mm	高さ： 660mm 幅： 750mm 奥行き： 400mm	高さ： 660mm 幅： 750mm 奥行き： 400mm
電圧：	100-240V / 50-60Hz			
ヒューズ：	15A T / 3.15A T			
消費電力：	1500W			
ビーカー数：	1	2	3	4
水浴温度：	30~40 °C±0.2°C			
往復速度：	毎分 30±1 ストローク			
振幅：	55±2 mm			
試験時間設定：	~9 時間 59 分 59 秒 (±1)			
リフト：	マニュアルまたは自動 (オプション)			
表示：	LED			
機器制御：	タッチセンサー式キーパッド			
外部 インターフェイス：	なし			

*製品仕様はメーカー改良により変更される場合があります。

株式会社ユーロサイエンス

〒300-1206

茨城県牛久市ひたち野西 3-27-4

インレットひたち野うしく 203

TEL: 029-895-4791 FAX: 050-3737-2719

Web site: www.euroscience.co.jp

E-mail: info@euroscience.co.jp